


Anti-Csf1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P09603

Artikelnummer: CM0015059



Einführung

Anti-CSF1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper validiert für WB, IF/ICC, ELISA mit humanen Proben. Essentiell für Studien zum Makrophagen-Kolonie-stimulierenden Faktor 1 in hämatopoetischer Differenzierung, angeborener Immunität und Knochenentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CSF1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MCSF; CSF-1; CSF1
Spezies	Human
GeneID	1435
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 33-190 von humanem CSF1 enthält (NP_757351.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P09603
Proteingewicht	60kDa
Versand	Eistüte