

Anti-Csnk2A2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P19784

Artikelnummer: CM0023459



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper, der menschliches und murine CSNK2A2 targetiert, geeignet für Western Blot und ELISA. Rekombinantes Protein als Immunogen gewährleistet Spezifität. Nützlich für die Forschung zu Kinasesignaling, Zellzyklus und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CSNK2A2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CK2A2; CSNK2A1; CK2alpha'; CSNK2A2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	1459
GeneID	1459
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-350 von menschlichem CSNK2A2 (NP_001887.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P19784
Proteinmasse	41 kDa
Versand	Eisbeutel