

Anti-Cstf2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P33240

Artikelnummer: CM0027721



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen CSTF2 (CstF-64) gerichtet ist, einen Schlüsselfaktor bei der 3'-Endverarbeitung von mRNA. Validiert für WB, IHC-P und ELISA in menschlichen, murinen und rattengewebigen Proben. Ideal für die Forschung zu Polyadenylierung und Spaltung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CSTF2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CstF-64; CSTF2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1478
GenID	1478
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-180 von menschlichem CSTF2 (NP_001316.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P33240
Proteingewicht	61kDa
Versand	Eisbeutel