

Anti-Ctgf Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P29279

Artikelnummer: CM0018192

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CTGF (CCN2), validiert für WB, IF/ICC, IF-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Ratte. Ideal für Studien zu Bindegewebe, Osteogenese und extrazellulärer Matrix.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CTGF Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	CTGF; NOV2; HCS24; IGFBP8
Spezies	Mensch
Gen-ID	1490 (Mensch)
Immunogen	Synthetisches Peptid (Aa 100-200 von humanem CTGF, NP_001892.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P29279
Proteinmasse	38 kDa
Versand	Eisbeutel