

Anti-Cullin 2 (Cul2) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q13617

Artikelnummer: CM0008925



Einführung

Cullin 2 (CUL2) Kaninchen monoklonaler Antikörper für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt eine Bande von ~87/89 kDa in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Unentbehrlich für Untersuchungen zur Ubiquitinierung und HIF-1 α -Degradation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cullin 2 Rabbit mAb
Anmerkungen/Alias	CUL2; cullin-2; Cullin 2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8453
Gen-ID	8453
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem Cullin 2 (Q13617) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13617
Proteingewicht	87 kDa/89 kDa
Versand	Eisbeutel