

Anti-Cullin 2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q13617

Artikelnummer: CM0026001



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen humanes Cullin 2 (CUL2) gerichtet ist und für WB-, IF/ICC- und ELISA-Anwendungen validiert wurde. Geeignet für die Untersuchung von E3-Ubiquitin-Ligase-Komplexen, HIF-Regulation und Proteasom-Abbaupfaden.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cullin 2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CUL2; cullin-2; Cullin 2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8453
Gen-ID	8453
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 40-310 von humanem Cullin 2 (NP_001185708.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q13617
Proteingewicht	87kDa
Versand	Eisbeutel