

## Anti-Cxcl10/Ip-10-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P02778

Artikelnummer: CM0006444



### Einführung

Hochspezifischer monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CXCL10/IP-10, validiert für WB und ELISA. Unverzichtbar für die Erforschung der Chemokin-Signalübertragung, entzündlicher Erkrankungen und des Transports von Immunzellen. SWISS: P02778.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | CXCL10/IP-10-Kaninchen-mAb                                                                                                 |
| Bemerkungen/Alias | C7; IFI10; INP10; IP-10; crg-2; mob-1; SCYB10; gIP-10; CXCL10/IP-10                                                        |
| Art               | Mensch                                                                                                                     |
| Gen-ID (Mensch)   | 3627                                                                                                                       |
| Gen-ID            | 3627                                                                                                                       |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-98 des humanen CXCL10/IP-10 entspricht (NP_001556.2) |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                  |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                     |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                  |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                     |
| SWISS             | P02778                                                                                                                     |
| Proteingewicht    | 11 kDa                                                                                                                     |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                                   |