


Anti-Cyb5R3 Poliklonaler Antikörper (Kd-Validiert) Für Wb Und Elisa - P00387

Artikelnummer: CM0022753



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes CYB5R3 (NADH-Cytochrom b5 Reduktase 3). Geeignet für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Kreuzreaktiv mit Ratte. UniProt P00387.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] CYB5R3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CYB5R3; B5R; DIA1; Cytochrom b5 Reduktase 3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1727
Gen-ID	1727
Immunogen	Rekombinantes Protein entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 27-301 von menschlichem CYB5R3 (NM_000398.7)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P00387
Proteingewicht	31 kDa/34 kDa/38 kDa
Versand	Eisbeutel