

Anti-Cyba-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P13498

Artikelnummer: CM0016829



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Anti-CYBA-Kaninchenantikörper, validiert für Western Blot (WB), Immunfluoreszenz (IF/ICC) und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-CYBA/p22phox, eine 21-kDa-Untereinheit der NADPH-Oxidase. Ideal für Studien zu oxidativem Stress und der angeborenen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CYBA-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CGD4; p22-PHOX; CYBA
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1535
Gen-ID	1535
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 126-195 des humanen CYBA (NP_000092.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P13498
Proteingewicht	21 kDa
Versand	Kühlakku