


Anti-Cyclin A2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P20248

Artikelnummer: CM0026627



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Cyclin A2 (CCNA2), validiert für Western Blot, IHC-P, IF/ICC und ELISA in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zum Zellzyklus und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cyclin A2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	CCN1; CCNA; Cyclin A2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	890
GenID	890
Immunogen	Synthetisches Peptid (Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 350–432 von menschlichem Cyclin A2 (NP_001228.1) entspricht)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P20248
Proteinmasse	49 kDa
Versand	Eispackung