


Anti-Cyclin A2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P20248

Artikelnummer: CM0003881



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Cyclin A2 (P20248). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Zellzyklusforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cyclin A2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CCN1; CCNA; Cyclin A2
Spezies	Human
GeneID (human)	890
GeneID	890
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 11-210 von humanem Cyclin A2 (P20248) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P20248
Protein-Gewicht	49 kDa
Versand	Eisbeutel