

Anti-Cyclin E1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P24864

Artikelnummer: CM0015962



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes Cyclin E1, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Zeigt Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte, daher geeignet für Zellzyklus- und Onkologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cyclin E1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CCNE; pCCNE1; Cyclin E1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	898
GenID	898
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 300-400 von humanem Cyclin E1 entspricht (NP_001229.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P24864
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Eispackung