


Anti-Cyclin H Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P51946

Artikelnummer: CM0002992



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Cyclin H (CAK) für WB-, ELISA-Anwendungen. Reagiert mit Human und Maus. Beteiligt an der Zellzyklusregulation und Transkription über den CDK-aktivierenden Kinase-Komplex.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cyclin H Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	CAK; p34; p37; Cych; Cyclin H
Spezies	Human
Gen-ID	902
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem Cyclin H (P51946) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P51946
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel