


Anti-Cyp2C18 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P33260

Artikelnummer: CM0029936



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes CYP2C18, validiert für WB und ELISA, kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zum Retinoidstoffwechsel und Cytochrom P450. Immunogen: Aminosäuren 231-490.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CYP2C18 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	CPCI; CYP2C; CYP2C17; P450IIC17; P450-6B/29C; CYP2C18
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1562
Gen-ID	1562
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 231-490 des humanen CYP2C18 (NP_000763.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P33260
Proteinmasse	56 kDa
Versand	Eisbeutel