

Anti-Cytokeratin 2E (Krt2) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P35908

Artikelnummer: CM0005822

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen
humanes Cytokeratin 2e (KRT2, CK-2e).
Validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagiert mit
Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Forschung zur
epidermalen Differenzierung und Keratinozyten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cytokeratin 2e (KRT2) Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliaße	K2e; KRTE; CK-2e; KRT2A; KRT2E; Cytokeratin 2e (KRT2)
Art	Mensch
GenID	3849
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 293-422 von humanem KRT2 (P35908) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P35908
Proteingewicht	65 kDa
Versand	Eisbeutel