


Anti-Cytokeratin 8 (Krt8) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P05787

Artikelnummer: CM0016189



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen Cytokeratin 8 (KRT8) gerichtet ist. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Ideal für die Untersuchung von Keratin-Intermediärfilamenten und der Mechanik von Epithelzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cytokeratin 8 (KRT8) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	K8; KO; CK8; CK-8; CYK8; K2C8; CARD2; Cytokeratin 8 (KRT8)
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3856
Gen-ID	3856
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-483 von menschlichem Cytokeratin 8 (KRT8) (NP_002264.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P05787
Proteingewicht	54 kDa/56 kDa
Versand	Eisbeutel