


## Anti-Dab2 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, Fc, Elisa - P98082

Artikelnummer: CM0028682



### Einführung

Hochwertiges kaninchen polyklonales Antikörper gegen humanes Disabled Homolog 2 (DAB2/DOC2), validiert für WB, FC, ELISA. Wichtiges Reagenz für Endozytose-, Signal- und Krebsforschung. Spezifisch für humanes DAB2.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                                                           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | DAB2 Rabbit pAb                                                                                                |
| Bemerkungen/Aliaße | DOC2; DOC-2; DAB2                                                                                              |
| Spezies            | Mensch                                                                                                         |
| Gen-ID (Mensch)    | 1601                                                                                                           |
| Gen-ID             | 1601                                                                                                           |
| Immunogen          | Synthetisches Peptid passend zu einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 340-580 von humanem DAB2 (NP_001334.2) |
| Quelle             | Kaninchen                                                                                                      |
| Kategorie          | Polyclonale Antikörper                                                                                         |
| Anwendung          | WB, FC, ELISA                                                                                                  |
| Kreuzreaktivität   | Mensch                                                                                                         |
| SWISS              | P98082                                                                                                         |
| Proteinmasse       | 82 kDa                                                                                                         |
| Versand            | Eisbeutel                                                                                                      |