

## Anti-Dao Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If, Elisa - P14920

Artikelnummer: CM0025822



### Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humane D-Aminosäure-Oxidase (DAO). Validiert für WB-, IF- und ELISA-Anwendungen in humanen, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Forschung in den Bereichen Stoffwechsel, Neurowissenschaften und oxidativer Stress.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | DAO Kaninchen pAb                                                                                                       |
| Bemerkungen/Alias | DAAO; OXDA; DAMOX; DAO                                                                                                  |
| Spezies           | Human                                                                                                                   |
| Gen-ID (Human)    | 1610                                                                                                                    |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-347 von humanem DAO (NP_001908.3) enthält |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                               |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                  |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, IF-P, ELISA                                                                                                 |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                      |
| SWISS             | P14920                                                                                                                  |
| Proteingewicht    | 39kDa                                                                                                                   |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                               |