


Anti-Dclre1C Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Sd1

Artikelnummer: CM0026487



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes DCLRE1C (Artemis) für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von DNA-Reparatur, V(D)J-Rekombination und Immundefektkrankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DCLRE1C Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SCIDA, SNM1C, A-SCID, RS-SCID, DCLREC1C, DCLRE1C
Spezies	Human
Gen-ID	64421
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-300 des humanen DCLRE1C (NP_001029027.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q96SD1
Proteingewicht	78kDa
Versand	Eistasche