

Anti-Dcn (Decorin) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P07585

Artikelnummer: CM0018111

Einführung

Hochwertiger kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes DCN/Decorin (P07585), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur extrazellulären Matrix und Fibrillogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DCN Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CSCD; PG40; PGII; PGS2; DSPG2; SLRR1B; DCN
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1634
Gen-ID	1634
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 31-359 von humanem DCN entspricht (NP_001911.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P07585
Protein-Gewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel