


Anti-Dctn5-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Bte1

Artikelnummer: CM0020909



Einführung

Hochwertiger anti-DCTN5-Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit menschlichem, Maus- und Ratten-DCTN5. Ideal zur Untersuchung der Funktion des Dynactin-Komplexes und des Dynein-vermittelten intrazellulären Transports.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DCTN5-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	DCTN5
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	84516
GeneID	84516
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des menschlichen DCTN5 (NP_115875.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BTE1
Proteingewicht	20 kDa
Versand	Kühlakku