

Anti-Dcxr Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q7Z4W1

Artikelnummer: CM0025949



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen menschliches DCXR (L-Xylulose-Reduktase). Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zum Uronat-Zyklus und Osmoregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DCXR Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	XR; DCR; HCR2; P34H; HCR11; KIDCR; PNTSU; SDR20C1; DCXR
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51181
Gen-ID	51181
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-244 von menschlichem DCXR (NP_057370.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q7Z4W1
Proteingewicht	26 kDa
Versand	Eispackung