


Anti-Ddah1 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, If/Icc Und Elisa - O94760

Artikelnummer: CM0015862



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen DDAH1, validiert für WB-, IF/ICC- und ELISA-Anwendungen. Ideal für die Untersuchung der Stickoxid-Regulation und des Dimethylarginin-Stoffwechsels in menschlichen, Maus- und Rattenproben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DDAH1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	DDAH; DDAH1; DDAH-1; HEL-S-16; DDAH1
Spezies	Mensch
Gen-ID	23576
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-285 des menschlichen DDAH1 (NP_036269.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O94760
Proteingewicht	31 kDa
Versand	Eisbeutel