

Anti-Ddah2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O95865

Artikelnummer: CM0012297

Einführung

DDAH2 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blot (WB) und ELISA-Anwendungen. Erkennt menschliches, murines und ratte DDAH2, ein Protein, das an der VEGF-Induktion, Insulinsekretion und mitochondrialen Dynamik beteiligt ist. Ideal für Gefäß- und Immunforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DDAH2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	G6a; DDAH; NG30; DDAHII; HEL-S-277; DDAH2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	23564
Gen-ID	23564
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem DDAH2 (O95865) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95865
Proteingewicht	30kDa
Versand	Eisbeutel