

Anti-Defb4A (Beta-Defensin 2) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - O15263

Artikelnummer: CM0026452



Einführung

DEFB4A Kaninchen-polyklonaler Antikörper für WB, IF-P, ELISA zielt auf humanes Beta-Defensin 2 (BD-2), ein antimikrobielles Peptid. Ideal für Forschung zur angeborenen Immunität und Infektionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DEFB4A Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	BD-2, SAP1, DEFB2, DEFB4, HBD-2, DEFB-2, DEFB102
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1673
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-64 von humanem DEFB4A (NP_004933.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O15263
Proteinmasse	7 kDa
Versand	Eispackung