

Anti-Delta-Sarcoglycan (Sgcd) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q92629

Artikelnummer: CM0010258

Einführung

Rekombinanter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Delta-sarcoglycan (SGCD), validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliches und murines SGCD (~32 kDa). Ideal für Studien zu Muskeldystrophie und Sarkolemm-Integrität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Delta-sarcoglycan (SGCD) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	SGD; DAGD; 35DAG; CMD1L; SGCDP; LGMDR6; SG-delta; Delta-sarcoglycan (SGCD)
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6444
Gen-ID	6444
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 190-289 von menschlichem Delta-sarcoglycan (SGCD) (Q92629) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q92629
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel