


Anti-Desmoglein 3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P32926

Artikelnummer: CM0028789



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Desmoglein 3 (DSG3, PVA). Validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Geeignet für die Erforschung der Desmosomenbiologie, Zelladhäsion und Pemphigus vulgaris. Rekombinantes Immunogen (aa 749-999).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Desmoglein 3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PVA; ABOLM; CDHF6; Desmoglein 3
Spezies	Human
GeneID (Human)	1830
GeneID	1830
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 749-999 von humanem Desmoglein 3 (NP_001935.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P32926
Protein-Gewicht	108kDa
Versand	Eisbeutel