

Anti-Dexi Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 095424

Artikelnummer: CM0018264

Einführung

Hochwertiger DEXI Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt das humane DEXI (MYLE, 10 kDa) Protein. Ideal für die Forschung an kardialen und pulmonalen Erkrankungen sowie Studien zur Dexamethason-induzierten Expression.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DEXI Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MYLE; DEXI
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	28955
GenID	28955
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-95 von menschlichem DEXI (NP_054734.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O95424
Proteingewicht	10kDa
Versand	Eisbeutel