

Anti-Dgka Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P23743

Artikelnummer: CM0003049



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen menschliche Diacylglycerinkinase Alpha (DGKA). Validiert für Anwendungen Western Blot, IHC Paraffin und ELISA. Geeignet für die Erforschung von Lipidsignalwegen, DAG/PA-Stoffwechsel und Lymphozytenfunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DGKA Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	DAGK; DAGK1; DGK-alpha; DGKA
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1606
GenID	1606
Immunogen	Rekombinantes Protein / Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-200 des menschlichen DGKA (NP_001336.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P23743
Proteingewicht	83 kDa
Versand	Eisbeutel