

Anti-Dgka Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P23743

Artikelnummer: CM0028211



Einführung

DGKA Kaninchen-polyklonaler Antikörper für Western Blot und ELISA, validiert in Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf Diacylglycerol-Kinase alpha, einen Schlüsselregulator der DAG/PA-Signalisierung und des Lipidstoffwechsels.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DGKA Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	DAGK; DAGK1; DGK-alpha; DGKA
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1606
Gen-ID	1606
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-200 von menschlichem DGKA (NP_958852.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P23743
Proteingewicht	83kDa
Versand	Eisbeutel