


Anti-Dgkz (Diacylglycerol Kinase Zeta) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q13574

Artikelnummer: CM0023429



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliche Diacylglycerol-Kinase Zeta (DGKZ) gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegen Maus. Ideal für die Forschung zu Lipid-Signalisierung, T-Zell-Aktivierung und Aktin-Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DGKZ Kaninchen pAb
Alias	DAGK5; DAGK6; DGK-ZETA; hDGKzeta; DGKZ
Spezies	Mensch
GenID	8525
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 808-1117 von menschlichem DGKZ (NP_001099010.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q13574
Proteingewicht	104kDa
Versand	Eisbeutel