


Anti-Dhps Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb Und Elisa - P49366

Artikelnummer: CM0029787



Einführung

DHPS Kaninchen-Polyclonal-Antikörper validiert für WB und ELISA gegen humanes, Maus- und Ratten-DHPS (41 kDa). Deoxyhypusin-Synthase katalysiert die essentielle Hypusin-Modifizierung von eIF-5A für die Translationsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DHPS Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DS; DHS; MIG13; NEDSSWI; DHPS
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1725
GenID	1725
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-369 des humanen DHPS (NP_001921.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P49366
Proteinmasse	41 kDa
Versand	Eisbeutel