

Anti-Dhx30 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q7L2E3

Artikelnummer: CM0026110



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen DHX30 gerichtet ist, geeignet für WB und ELISA. Erkennt menschliches, murines und ratte DHX30. Unterstützt die Forschung zur Montage der mitochondrialen Ribosomen und Neurogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DHX30 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DDX30; RETCOR; NEDMIAL; DHX30
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	22907
GenID	22907
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 906-1155 von menschlichem DHX30 (NP_055781.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q7L2E3
Proteingewicht	134kDa
Versand	Eisbeutel