

Anti-Dld/Dldh Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09622

Artikelnummer: CM0016498



Einführung

Dihydrolipoamid-Dehydrogenase Kaninchen-Polyklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit humanem und murinem DLD/DLDH. Geeignet für die Erforschung von mitochondrialem Stoffwechsel, Histon-Succinylierung und Spermienkapazitation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DLDH/DLD Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	E3; LAD; DLDD; DLDH; GCSL; PHE3; OGDC-E3; DLDH/DLD
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1738
GenID	1738
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 36-300 des humanen DLDH/DLDH/DLDH/DLD (NP_000099.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P09622
Proteinmasse	54kDa
Versand	Eisbeutel