

## Anti-Dldh/Dld Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P09622

Artikelnummer: CM0026331



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes DLDH/DLD, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes und murines Dihydrolipoyl-Dehydrogenase, eine mitochondriale E3-Komponente. 54kDa. Ideal für die IVD-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                           |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | DLDH/DLD Kaninchen pAb                                                                                                                                         |
| Bemerkungen/Alias | E3; LAD; DLDD; DLDH; GCSL; PHE3; OGDC-E3; DLDH/DLD                                                                                                             |
| Spezies           | Human                                                                                                                                                          |
| GeneID (Human)    | 1738                                                                                                                                                           |
| GeneID            | 1738                                                                                                                                                           |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 36-300 von humanem DLDH/DLDH/DLDH/DLD (NP_000099.2) enthält. |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                                                      |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                                         |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                               |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus                                                                                                                                                    |
| SWISS             | P09622                                                                                                                                                         |
| Proteingewicht    | 54kDa                                                                                                                                                          |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                                      |