


Anti-DLST Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P36957

Artikelnummer: CM0009383



Einführung

Anti-DLST Kaninchen monoklonaler Antikörper für Western Blot, IF/ICC, IHC-P und ELISA. In Humanproben validiert. Erkennt ein ~49kDa Protein, eine Komponente des 2-Oxoglutarat-Dehydrogenase-Komplexes, der am TCA-Zyklus und der Histon-Succinylierung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DLST Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	DLTS; KGD2; PGL7
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	1743
GeneID	1743
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P36957
Protein-Gewicht	49kDa
Versand	Eisbeutel