

Anti-Dlx5 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P56178

Artikelnummer: CM0013656



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes DLX5, ein BMP-reaktiver Transkriptionsfaktor, der für die Osteoblastendifferenzierung und Knochenentwicklung kritisch ist. Geeignet für WBELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DLX5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SHFM1; SHFM1D; DLX5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1749
GenID	1749
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200 bis zum C-Terminus des humanen DLX5 (NP_005212.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P56178
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel