


## Anti-Dmd Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P11532

Artikelnummer: CM0029745



### Einführung

DMD Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot (WB), Immunfluoreszenz (IF-P) und ELISA an Mensch, Maus und Ratte. Ziel ist Dystrophin, ein 427 kDa cytoskelettaler Anker, der für die Integrität der Muskelsarkolemm essenziell ist. Geeignet für die Forschung an neuromuskulären Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | DMD Kaninchen pAb                                                                                                               |
| Bemerkungen/Alias | BMD; CMD3B; MRX85; DXS142; DXS164; DXS206; DXS230; DXS239; DXS268; DXS269; DXS270; DXS272                                       |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                          |
| Gen-ID (Mensch)   | 1756                                                                                                                            |
| Gen-ID            | 1756                                                                                                                            |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 3414-3685 von humanem DMD (NP_003997.2) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                       |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                          |
| Anwendung         | WB, IF-P, ELISA                                                                                                                 |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                             |
| SWISS             | P11532                                                                                                                          |
| Proteingewicht    | 427kDa                                                                                                                          |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                       |