

Anti-Dnajc15 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y5T4

Artikelnummer: CM0012394

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen humanes DNAJC15 (MCJ) gerichtet ist, für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus, Ratte. Ideal für Studien zur mitochondrialen Atmungskette und zum Proteintransport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DNAJC15 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MCJ; HSD18; DNAJD1; DNAJC15
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	29103
GenID	29103
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 70-150 von humanem DNAJC15 (Q9Y5T4) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y5T4
Proteingewicht	16kDa
Versand	Eisbeutel