

Anti-Dnajc19 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q96Da6

Artikelnummer: CM0017582

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen DNAJC19/TIM14, validiert für WB, IF/ICC, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für Studien zum mitochondrialen Proteinimport und zur Cardiolipin-Umbildung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DNAJC19 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PAM18; TIM14; TIMM14; DNAJC19
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	131118
Gen-ID	131118
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-116 von menschlichem DNAJC19 (NP_660304.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96DA6
Proteingewicht	12kDa
Versand	Eisbeutel