


Anti-Dnmt3A Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y6K1

Artikelnummer: CM0002681



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen DNMT3A, geeignet für WB und ELISA. DNMT3A ist eine De-novo-DNA-Methyltransferase, die für die genomweite Methylierungsmusterbildung während der Entwicklung essenziell ist. Validiert für Reaktivität mit humanem Material, unterstützt die epigenetische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] DNMT3A Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	TBRS; HESJAS; DNMT3A2; M.HsaIIIA; 3A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1788
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 550-650 von humanem DNMT3A (Q9Y6K1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9Y6K1
Proteinmasse	102 kDa
Versand	Eisbeutel