

Anti-Dock1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - B2Ruu3

Artikelnummer: CM0019833

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes DOCK1 (DOCK180/ced5), validiert für Western Blot und ELISA. Nützlich für die Untersuchung von Guanin-Nukleotid-Austauschfaktor-vermittelter Signalübertragung und Membrandynamik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DOCK1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ced5; DOCK180; DOCK1
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	1793
GeneID	1793
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1766-1865 von humanem DOCK1 (NP_001371.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	B2RUU3
Protein-Gewicht	215kDa
Versand	Eistüte