

Polyklonaler Anti-Doublecortin-Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Elisa - O43602

Artikelnummer: CM0019570



Einführung

Polyklonaler Anti-Doublecortin-Kaninchenantikörper, validiert für WB, IF/ICC, IF-P, ELISA; reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Hergestellt unter Verwendung eines rekombinanten Immunogens; ideal für Studien zur neuronalen Migration und kortikalen Laminierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Doublecortin-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	DC; DBCN; LISX; SCLH; XLIS; Doublecortin
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	1641
GeneID	1641
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 265-365 des humanen Doublecortins (NP_835365.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43602
Proteingewicht	41 kDa
Versand	Kühlakku