

Anti-Dpp8 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q6V1X1

Artikelnummer: CM0026402



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches DPP8, hergestellt gegen die N-terminale Region (aa10-230). Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für Studien zu Pyroptose und Inflammasomen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DPP8 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	DP8; DPRP1; DPRP-1; MST097; MSTP097; MSTP135; MSTP141; DPP8
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	54878
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 10-230 des menschlichen DPP8 (NP_932065.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q6V1X1
Proteinmasse	103 kDa
Versand	Eisbeutel