


Anti-Dr4-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Fc, Elisa - O00220

Artikelnummer: CM0007533



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes DR4 (TNFRSF10A/TRAIL-R1), validiert für Durchflusszytometrie (FC) und ELISA. Das rekombinante Immunogen (AS 124-232) gewährleistet Spezifität. Ideal für Anwendungen in der Apoptose- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DR4-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	TNFRSF10A; APO2; CD261; DR4; TRAILR-1; TRAILR1; Mitglied 10a der TNF-Rezeptor-Superfamilie
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	8797
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 124-232 des humanen DR4 (NP_003835.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O00220
Proteingewicht	50 kDa
Versand	Kühlakku