

Anti-Dreb1B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P93835

Artikelnummer: CM0020388

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen *Arabidopsis thaliana* DREB1B (CBF1), geeignet für Western Blot und ELISA. Ideal für Studien zu Kältestress-Transkriptionsfaktoren und Gefriertoleranz.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	DREB1B Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	ATCBF1; C-repeat/DRE-Bindungsfaktor 1; DRE-BINDUNGSPROTEIN 1B; DREB1B; T30C3.11; TRANSKRIPTIONSAKTIVATOR CBF1
Spezies	<i>Arabidopsis thaliana</i>
Gen-ID	828653
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von <i>Arabidopsis thaliana</i> DREB1B (NP_567721.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	<i>Arabidopsis thaliana</i>
SWISS	P93835
Proteinmasse	24 kDa
Versand	Eisbeutel