

Anti-Dtx3L-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8Tdb6

Artikelnummer: CM0020765



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen die humane E3-Ubiquitin-Protein-Ligase DTX3L. Validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der DNA-Schadensreparatur und der angeborenen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DTX3L-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	BBAP; RNF143; DTX3L
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	151636
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 601-740 des humanen DTX3L (NP_612144.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8TDB6
Proteingewicht	84 kDa
Versand	Kühlakku