

Anti-Dusp16 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9By84

Artikelnummer: CM0013184



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen DUSP16 (MKP-7), geeignet für WB und ELISA, mit Reaktivität in Human, Maus und Ratte. DUSP16 ist eine duale Spezifitätsphosphatase, die MAP-Kinasen inaktiviert. Ideal für die Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	DUSP16 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MKP7, MKP-7, DUSP16
Spezies	Human
GenID (Mensch)	80824
GenID	80824
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 416-665 von humanem DUSP16 (NP_085143.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9BY84
Proteingewicht	73kDa
Versand	Eisbeutel