


Anti-Dusp22-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nrw4

Artikelnummer: CM0025588



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches DUSP22 (JKAP/JSP-1) gerichtet ist und geeignet für WB, IF/ICC und ELISA ist. Erforschen Sie die JNK-Signalisierung und die T-Zell-Regulation mit unserem hochwertigen Antikörper. Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DUSP22 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	VHX; JKAP; JSP1; MKPX; JSP-1; MKP-x; LMWDSP2; LMW-DSP2; DUSP22
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	56940
GenID	56940
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-184 von menschlichem DUSP22 (NP_064570.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9NRW4
Proteingewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel