


Anti-Dystonin (Dst) Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q03001

Artikelnummer: CM0021297



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes Dystonin (DST) gerichtet ist, für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Bestätigte Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte; ideal für Forschung zu Zytoskelett, Hemidesmosomen und epithelialer Adhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DST Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DT, BPA, DMH, EBS3, BP240, BPAG1, EBSB2, HSN6, MACF2, CATX15, CATX-15, D6S1101, DST
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	667
GenID	667
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-270 von humanem DST (NP_001714.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q03001
Proteingewicht	861kDa
Versand	Eisbeutel